

NORIKS KneeFix — ortopedska opornica za koleno

Nastavljiva kompresija, stranska stabilizatorja in gelna blazinica za pogačico.

Kompresija	Nastavljiva s kolescem, brez slačenja opornice
Stabilizacija	Dva stranska stabilizatorja
Blazinica	Gelna blazinica, ki obda kolensko pogačico
Oprijem	Silikonski robnik proti drsenju
Velikosti	S/M – 2XL glede na telesno težo; izvedba za levo in desno koleno



V PAKETU

- 1 opornica za koleno (oznaka L = levo, R = desno)

HITER ZAČETEK

- Preverite oznako za levo ali desno koleno.
- Kolesce povlecite navzven, da se sprostí, nato opornico povlecite gor kot nogavico.
- Poravnajte odprtino okrog pogačice in postopoma zategnite kompresijo.

1. Izbira velikosti

Velikost	Telesna teža
S/M	50 – 75 kg
L	75 – 90 kg
XL	90 – 110 kg
2XL	110 – 130 kg

Opornica je izdelana posebej za levo in desno koleno. Pred namestitvijo preverite oznako — obrnjeno nameščena opornica ne drži stabilizatorjev na pravem mestu.

2. Nameščanje

- Kolesce povlecite navzven — šele takrat se sprostí in opornico lahko zrahljate ali snamete.
- Opornico povlecite čez stopalo do kolena, kot nogavico.
- Namestite jo tako, da je odprtina točno okrog pogačice, gelna blazinica pa jo obdaja.
- Preverite, da sta stranska stabilizatorja ob strani kolena, ne spredaj.
- Kolesce potisnite nazaj in ga z obračanjem postopoma zategnite do prijetnega občutka opore.

Udoban oslonac u 3 koraka



1. NAVUCITE STEZNIK PREKO KOLJENA

Povucite steznik prema gore za siguran i udoban dosjed.

2. PORAVNAJTE GEL JASTUČIĆ

Postavite gel jastučić centrirano oko čašice koljena.

3. PRILAGODITE KOMPRESIJU

Okrenite kotačić kako biste prilagodili oslonac i stabilnost.

Trije koraki do pravilnega prileganja.



Kolesce, stranska stabilizatorja in gelna blazinica.

3. Nastavljanje kompresije

- Kompresijo spreminjajte čez dan: tesneje pri hoji, stopnicah in daljšem stanju, bolj sproščeno pri sedenju in počitku.
- Pravilno zategnjena opornica se pri hoji **ne premika**, golen pa ostane normalne barve in toplote.
- Za snemanje vedno najprej povlecite kolesce navzven; opornice ne vlecite čez zategnjeno kolesce.



Stranska stabilizatorja spremljata upogib kolena.

4. Kako dolgo nositi

- Prvi dnevi: 2 – 3 ure dnevno, dokler se koleno ne navadi.
- Nato: med dejavnostmi, ki obremenjujejo koleno — hoja, delo, trening, stopnice.
- Ne nosite je med spanjem.

5. Reševanje težav

Kaj se dogaja	Vzrok	Rešitev
Opornica drsi navzdol	Prešibka kompresija ali vlažna koža	Potisnite kolesce in dodatno zategnite; silikonski robnik obrišite z vlažno krpo, da povrne oprijem
Mravljinca ali odrevenelost goleni	Premočna kompresija	Takoj povlecite kolesce navzven; če občutek v nekaj minutah ne mine, opornico snemite

Kaj se dogaja	Vzrok	Rešitev
Odprtina ni okrog pogačice	Opornica povlečena prenizko ali obrnjena izvedba L/R	Preverite oznako in opornico premaknite tako, da blazinica obda pogačico
Opornica se guba v pregibu	Prevelika velikost	Vzemite manjšo številko po razpredelnici teže

6. Pranje in nega

- Ročno pranje pri 30 °C z blagim detergentom, brez mehčalca in belila.
- Sušite na zraku, položeno. Ne v sušilnem stroju, na radiatorju ali soncu.
- Silikonski robnik občasno obrišite z vlažno krpo, da ohrani oprijem.
- Kolesce in vodila naj bodo suha in čista, brez peska in prahu.

KneeFix je vsakodnevna opora, ne zdravljenje. Pri akutni poškodbi, močni oteklini, vročem ali nestabilnem kolenu in po operaciji se o nošenju odločite z zdravnikom.

7. Garancija, zamenjava in vračilo

- Vračilo ali zamenjavo lahko zahtevate v 30 dneh od dostave.
- Izdelek mora biti nerabljen, nepran in v izvirni embalaži, priložen mora biti račun.
- Stroške povratne pošiljke krije kupec, razen če je izdelek prispel poškodovan ali je bil poslan napačen artikel.
- Denar vrnemo na PayPal ali IBAN, v 3 do 5 delovnih dneh od prejema pošiljke.
- Za vračilo ali zamenjavo pišite na info@noriks.com in navedite številko naročila.

Če izdelek prispe poškodovan ali z napako v izdelavi, nam takoj sporočite — tak primer rešimo brez stroškov za vas.

KneeFix je vsakodnevna opora, ne zdravljenje. Ne postavlja diagnoze in ne nadomešča nasveta zdravnika. Če težave trajajo, se stopnjujejo ali se pojavijo po poškodbi, se obrnite na zdravnika.