

NORIKS PureDry — pralne boksarice za inkontinenco

Do 300 ml vpojnosti, sedemslojno jedro in vodoodbojna membrana.

Vpojnost	Do 300 ml
Sestava	Zunanji sloj iz bambusovega vlakna z elastanom, 7-slojno vpojno jedro, vodoodbojna zračna membrana
Certifikat	Oeko-Tex® — brez škodljivih snovi
Velikosti	S – 8XL glede na obseg bokov
Pranje	30 – 40 °C, program za občutljivo perilo, sušenje na zraku



V PAKETU

- Boksarice glede na izbrani paket

HITER ZAČETEK

- Izmerite obseg bokov na najširšem mestu in izberite velikost iz razpredelnice.
- Nosite jih kot običajno spodnje perilo — vpojno jedro je že vgrajeno.
- Pred pranjem jih sperite s hladno vodo in perite pri 30 – 40 °C, brez mehčalca.

1. Izbira velikosti

Velikost	Obseg bokov
S	do 76 cm
M	77 – 85 cm
L	86 – 94 cm
XL	95 – 102 cm
2XL	103 – 114 cm
3XL	115 – 121 cm
4XL	122 – 129 cm
5XL	130 – 137 cm
6XL	138 – 145 cm
7XL	146 – 153 cm
8XL	154 cm in več

Če ste med dvema velikostma, izberite večjo številko — jedro tako bolje nalega in vpojnost je zanesljivejša.

2. Pred prvim nošenjem

- Boksarice operite pred prvo uporabo — vpojno jedro doseže polno vpojnost šele po prvem pranju.

- Mehčalca ne uporabljajte niti pri prvem pranju: obda vlakna in zmanjša vpojnost.

3. Nošenje čez dan

- Nosite jih kot običajno spodnje perilo — dodaten vložek ni potreben.
- Pri blagem uhajanju en par običajno zdrži cel dan.
- Pri močnejšem uhajanju načrtujte menjavo sredi dneva in par vzemite s seboj v nepremočljivi vrečki.
- Občutek vlage na koži je znak, da je jedro polno — zamenjajte par.



Sedemslojno jedro ostane neopazno pod oblačili.



Kroj in videz kot pri običajnem perilu.

4. Pranje in nega

- 1 Po nošenju boksarice sperite s hladno vodo, dokler voda ne postane bistra.
- 2 Perite pri 30 – 40 °C na programu za občutljivo perilo, s perilom podobnih barv.
- 3 Brez mehčalca in belila.
- 4 Sušite na zraku. Ne v sušilnem stroju in ne na radiatorju — membrana ne prenese visoke temperature.

Ob pravilnem pranju boksarice ohranijo vpojnost skozi stotine pranj in nadomestijo vložke za enkratno uporabo in plenice.

5. Reševanje težav

Kaj se dogaja	Vzrok	Rešitev
Vpojnost je popustila	Mehčalec je zaprl vlakna	Operite dvakrat brez detergenta pri 40 °C; odslej brez mehčalca
Vlago se čuti na koži	Jedro je polno	Zamenjajte par; pri močnejšem uhajanju načrtujte menjavo sredi dneva
Uhajanje ob strani	Prevelika velikost — jedro ne nalega	Vzemite manjšo številko

Kaj se dogaja	Vzrok	Rešitev
Neprijeten vonj po pranju	Boksarice pred pranjem niso bile sprane	Pred strojem vedno sperite s hladno vodo; občasno dodajte pol skodelice kisa v pranje

6. Garancija, zamenjava in vračilo

- Vračilo ali zamenjavo lahko zahtevate v 30 dneh od dostave.
- Izdelek mora biti nerabljen, nepran in v izvorni embalaži, priložen mora biti račun.
- Stroške povratne pošiljke krije kupec, razen če je izdelek prispel poškodovan ali je bil poslan napačen artikel.
- Denar vrnemo na PayPal ali IBAN, v 3 do 5 delovnih dneh od prejema pošiljke.
- Za vračilo ali zamenjavo pišite na info@noriks.com in navedite številko naročila.

Če izdelek prispe poškodovan ali z napako v izdelavi, nam takoj sporočite — tak primer rešimo brez stroškov za vas.

Vpojne boksarice so pripomoček za vsakodnevno udobje, ne zdravljenje. Ne postavljajo diagnoze in ne nadomeščajo nasveta zdravnika. Če težave trajajo, se stopnjujejo ali se pojavijo po poškodbi, se obrnite na zdravnika.