

NORIKS ortopedski pas za hrbet

Ciljana kompresija za spodnji del hrbta in stabilizacija pri vsakodnevnih gibih.

Velikosti **S/M: obseg bokov 75 – 110 cm · L/XL: 110 – 140 cm**

Nošenje **Približno 2 – 3 ure dnevno**

Pod oblačili **Kroj, prilagojen nošenju pod večino oblačil**

Nastavljanje **Ježki za natančno zategovanje**

Pranje **Ročno, hladna voda, sušenje na zraku**

UBLAŽITE IŠIJAS I
BOLOVE U LEDIMA
ili vam vračamo novac



V PAKETU

- 1 ortopedski pas

HITER ZAČETEK

1. Izmerite obseg bokov na najširšem mestu in izberite velikost.
2. Pas namestite tako, da spodnji rob pokriva križ, ne pasu.
3. Zategnite ga stoje vzravnano, do občutka trdne opore brez stiskanja diha.

1. Izbira velikosti

Velikost	Obseg bokov
S/M	75 – 110 cm
L/XL	110 – 140 cm

Obseg bokov merite na najširšem mestu, čez spodnje perilo. Če ste na meji, vzemite manjšo velikost — pas se z ježki prilagaja navzven.

2. Nameščanje

- 1 Stopite vzravnano in sprostite ramena.
- 2 Pas namestite okrog spodnjega dela hrbta tako, da spodnji rob pokriva križ, srednji del pa nalega na hrbtenico.
- 3 Zaprite glavni preklop, nato enakomerno zategnite stranska trakova.
- 4 Preverite dih: pas mora dajati občutek trdne opore, a ne sme oteževati dihanja.
- 5 Pri usedanju trakova rahlo popustite, pri vstajanju jih znova zategnite.



Pas pokriva križ in stabilizira spodnji del hrbta.



Zategovanje se nastavlja s stranskima trakovima.

3. Kako dolgo nositi

- Običajno 2 – 3 ure dnevno, v obdobjih največje obremenitve.
- Nosite ga pri daljšem stanju, sedenju, vožnji in dvigovanju bremen.
- Ne nosite ga ves dan brez premora in ne spite z njim.
- Pas pomaga držati hrbet v pravilnejšem položaju, a ne nadomešča trupnih mišic — ob njem ohranite običajno raven gibanja.

4. Reševanje težav

Kaj se dogaja	Vzrok	Rešitev
Pas se med hojo dviguje proti pasu	Nameščen previsoko ali prevelika velikost	Spustite ga tako, da spodnji rob pokriva križ; preverite obseg bokov
Oteženo dihanje	Premočno zategnjen	Popustite stranska trakova za eno stopnjo
Ježek popušča	Vlakna in prah v traku	Ježek očistite s suho ščetko; perite z zaprtimi trakovi
Nelagodje pri sedenju	Enaka zategnjenost kot pri stanju	Pri sedenju rahlo popustite, pri vstajanju zategnite

5. Pranje in nega

- Perite ročno v hladni vodi z blagim detergentom, z zaprtimi ježki.
- Brez belila in mehčalca. Sušite na zraku, položeno.
- Ne likajte in ne sušite na radiatorju.

Pri akutni poškodbi hrbta, močni ali v nogo šireči se bolečini, nosečnosti in po operaciji hrbtenice se o nošenju odločite z zdravnikom.

6. Garancija, zamenjava in vračilo

- Vračilo ali zamenjavo lahko zahtevate v 30 dneh od dostave.
- Izdelek mora biti nerabljen, nepran in v izvirni embalaži, priložen mora biti račun.
- Stroške povratne pošiljke krije kupec, razen če je izdelek prispel poškodovan ali je bil poslan napačen artikel.
- Denar vrnemo na PayPal ali IBAN, v 3 do 5 delovnih dneh od prejema pošiljke.
- Za vračilo ali zamenjavo pišite na info@noriks.com in navedite številko naročila.

Če izdelek prispe poškodovan ali z napako v izdelavi, nam takoj sporočite — tak primer rešimo brez stroškov za vas.

Ortopedski pas je vsakodnevna opora, ne zdravljenje. Ne postavlja diagnoze in ne nadomešča nasveta zdravnika. Če težave trajajo, se stopnjujejo ali se pojavijo po poškodbi, se obrnite na zdravnika.