

NORIKS FisioRest — naprava za vrat

Trakcija, toplota in vibracijska masaža v seji od 15 do 30 minut.

Baterija	2500 mAh — do 2 uri delovanja, približno 4 seje po 30 minut
Polnjenje	USB-C, 4 – 6 ur do polne baterije
Gretje	Do 50 °C, tehnologija ThermoTrac
Varnost	Samodejni izklop po 30 minutah
Seja	15 minut na začetku, do 30 minut pozneje

CERVIKALNA TRAKCIJA VRAČA PRIRODNU KRIVULJU VRATA



V PAKETU

- 1 naprava FisioRest
- Kabel USB-C za polnjenje
- Navodila

HITER ZAČETEK

1. Pred prvo uporabo napravo polnite 4 do 6 ur.
2. Ulezite se na hrbet in vrat položite v ležišče tako, da glava prosto visi nazaj.
3. Tipko držite 5 sekund, dokler se lučka ne prižge; začnite s 15 minutami.

1. Pred prvo uporabo


- 1 Priključite priloženi kabel USB-C in napravo polnite 4 do 6 ur.
- 2 Napravo postavite na ravno, trdno podlago — postelja je premehka za pravilno trakcijo.
- 3 Snemite ogrlico, uhane in očala.
- 4 Ulezite se na hrbet in vrat položite v ležišče iz spominske pene.

2. Upravljanje


- **Vklop:** tipko za masažo ali toploto držite 5 sekund, dokler se lučka ne prižge.
- **Menjava stopnje:** s kratkim pritiskom iste tipke spreminjate jakost.
- **Izklop:** znova držite tipko 5 sekund ali počakajte samodejni izklop po 30 minutah.

TERAPIJA TOPLINOM

OPUSTITE NAPETE MIŠIČE



Vrat leži v ležišču, glava prosto visi nazaj.




KORAK 1: Napunite

Punite 2 sata priloženim adapterom i kabelom



KORAK 2: Položite

Držite gumb „Auto“ 5 sekundi za pokretanje ciklusa topline + vibracije + trakcije.



KORAK 3: Opustite se

Ležite 15 minuta jednom ili dvaput dnevno.

Sigurnosna napomena: Uređaj se automatski isključi nakon 30 minuta uporabe*

Toplota, masaža in trakcija delujejo hkrati.

3. Seja

Obdobje	Trajanje seje	Pogostost
Prvi teden	15 minut	1× dnevno
Drugi teden	20 minut	1× dnevno
Od tretjega tedna	30 minut (celoten cikel)	1 – 2× dnevno

Celoten cikel nežne toplote, masaže in trakcije traja 30 minut. Na začetku sejo skrajšajte, da se vrat navadi na razteg.

100,000+ ZADOVOLJNIH KUPACA



Ivana Horvat

Kupila sam jedan za sebe, a sin mi ga je posudio i pitao 'kakva je ovo čarolija i gdje mogu nabaviti jedan'

6d Sviđa mi se Odgovori Pošalji poruku Sakrij



Ana Marić

Imam ga tek nekoliko dana. Koristila sam ga oko tri puta prije spavanja i pustila da odradi tri ciklusa, otprilike 10 minuta. Vrat mi se već osjeća puno bolje.

4w Sviđa mi se Odgovori Sakrij

18



Marko Kovačević

Imam ga već više od godinu dana, koristim ga 2-3 puta dnevno i obožavam ga!

3w Sviđa mi se Odgovori Sakrij

13



Petra Novak

Ovaj jastuk mi je spasio vrat. Koristim ga svaku večer i odmah me uspava. Opušta me i masira vrat na svim pravim mjestima. Mala tvrtka, a odgovor im je gotovo trenutno.

8w Sviđa mi se Odgovori



Ivan Jurić

Bio sam nesiguran pri prvoj narudžbi. Toliko mi se svidio da sam odmah naručio još jedan i jedan za mamu. Ne mogu ga dovoljno preporučiti!

1d Sviđa mi se Odgovori Pošalji poruku Sakrij Uređeno



Marija Babić

Ovo je nevjerojatno! Stvarno pomaže kod ukočenosti. Ako ga koristim prije spavanja, budim se manje ukočena.

12w Ljubav Odgovori Sakrij

35



Sanja Vuković

Tek sam ga dobila. Da, stvarno je super. Preporučujem.

2w Ljubav Odgovori

11

Po seji vstajajte počasi, najprije se obrnite na bok.

4. Reševanje težav

Kaj se dogaja	Vzrok	Rešitev
Naprava se ne vklopi	Prazna baterija ali prekratek pritisk tipke	Polnite 30 minut in tipko držite polnih 5 sekund
Raztega se ne čuti	Naprava na premehki podlagi ali vrat previsoko	Preidite na trdo podlago in spustite ramena do tal
Toplota deluje šibko	Naprava se še ogreva	Ogrevanje traja nekaj minut; naprave ne pokrivajte
Vrtoglavica po seji	Prehitro vstajanje	Ostanite ležati 1 – 2 minuti, obrnite se na bok in nato vstanite

Kaj se dogaja	Vzrok	Rešitev
Baterija hitro pada	Trajna uporaba najvišje stopnje gretja	Gretje je največji porabnik; uporabljajte srednjo stopnjo

5. Čiščenje in shranjevanje

- Obrišite z vlažno krpo; naprave nikoli ne potaplajte v vodo in ne perite pod curkom.
- Prevleko, če je snemljiva, perite ročno v hladni vodi.
- Hranite na suhem mestu, izven neposrednega sonca. Baterija zdrži najdlje, če naprave ne puščate prazne po več mesecev.

Naprave ne uporabljajte, če imate vgrajen srčni spodbujevalnik, po operaciji vratne hrbtenice, pri osteoporozi, močni ali v roko širеči se bolečini, pri povišanem krvnem tlaku brez nadzora in v nosečnosti — najprej se posvetujte z zdravnikom. Sejo prekinite, če začutite bolečino, mravljince ali slabost.

6. Garancija, zamenjava in vračilo

- Vračilo ali zamenjavo lahko zahtevate v 30 dneh od dostave.
- Izdelek mora biti nerabljen, nepran in v izvirni embalaži, priložen mora biti račun.
- Stroške povratne pošiljke krije kupec, razen če je izdelek prispel poškodovan ali je bil poslan napačen artikel.
- Denar vrnemo na PayPal ali IBAN, v 3 do 5 delovnih dneh od prejema pošiljke.
- Za vračilo ali zamenjavo pišite na info@noriks.com in navedite številko naročila.

Če izdelek prispe poškodovan ali z napako v izdelavi, nam takoj sporočite — tak primer rešimo brez stroškov za vas.

FisioRest je naprava za sprostitvev in vsakodnevno oporo, ne zdravljenje. Ne postavlja diagnoze in ne nadomešča nasveta zdravnika. Če težave trajajo, se stopnjujejo ali se pojavijo po poškodbi, se obrnite na zdravnika.